

家庭用電気マッサージ器 モミっくすキュッとラボ

- 品番：MCR4613 (P)
- 製品サイズ：W565×D463×H455mm
- 製品重量：約 13.0kg
- 材質：本体/ABS 布カバー/ポリエステル
- 電圧：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：30W
- 定格時間 15 分
- 生産国：中国
- JAN コード：4969182505689
- 医療機器総務番号：224AKBZ00092000



●正面イメージ ●側面イメージ



一ヶ月の電気代  
約 **4.4 円**  
(1 日あたり 15 分)

布カバーは取り外して洗濯できるのがうれしい



※1：電料費は料金表 22 円 / kWh から計算しております。家庭での月間総消費電力量により、実際の電料費は異なります。  
※2：洗濯の際はラベル表示に従って洗濯を行ってください。

**安全に関するご注意** ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に医療用として使用しないでください。通電部分にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。●各部からマッサージを受ける方には、本製品を使用しないでください。

例：立位（立位）座、重さの調節（リクライニング）、急停止（リクライニング）、急停止（リクライニング）など

●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

①ペースメーカーなどの電磁気の影響を受けやすい体内埋込み型医療機器を使用している人 ②妊娠中の人 ③心臓に障害のある人 ④高血圧症のある人 ⑤紅斑初期の不安定期または重症の人 ⑥糖尿病などによる高度な末梢神経障害のある人 ⑦糖尿病のある人 ⑧皮膚に創傷のある人 ⑨治療を必要とする人 ⑩体温 38℃以上（発熱）の人 ⑪急性心不全（心不全）の人 ⑫急性心不全（心不全）の人 ⑬急性心不全（心不全）の人 ⑭急性心不全（心不全）の人 ⑮急性心不全（心不全）の人 ⑯急性心不全（心不全）の人 ⑰急性心不全（心不全）の人 ⑱急性心不全（心不全）の人 ⑲急性心不全（心不全）の人 ⑳急性心不全（心不全）の人 ㉑急性心不全（心不全）の人 ㉒急性心不全（心不全）の人 ㉓急性心不全（心不全）の人 ㉔急性心不全（心不全）の人 ㉕急性心不全（心不全）の人 ㉖急性心不全（心不全）の人 ㉗急性心不全（心不全）の人 ㉘急性心不全（心不全）の人 ㉙急性心不全（心不全）の人 ㉚急性心不全（心不全）の人 ㉛急性心不全（心不全）の人 ㉜急性心不全（心不全）の人 ㉝急性心不全（心不全）の人 ㉞急性心不全（心不全）の人 ㉟急性心不全（心不全）の人 ㊱急性心不全（心不全）の人 ㊲急性心不全（心不全）の人 ㊳急性心不全（心不全）の人 ㊴急性心不全（心不全）の人 ㊵急性心不全（心不全）の人 ㊶急性心不全（心不全）の人 ㊷急性心不全（心不全）の人 ㊸急性心不全（心不全）の人 ㊹急性心不全（心不全）の人 ㊺急性心不全（心不全）の人 ㊻急性心不全（心不全）の人 ㊼急性心不全（心不全）の人 ㊽急性心不全（心不全）の人 ㊾急性心不全（心不全）の人 ㊿急性心不全（心不全）の人

●顔以外の部位へのマッサージには使用しないで下さい。また、通電部分にあたる部位には使用しないで下さい。けがや事故の恐れがあります。●本製品のすぐそばには手・足などを置かないでください。けがや事故の恐れがあります。●カバーが外れたら、破れた状態では使用しないでください。けがや事故の原因になります。●本製品の連続使用時間は最高 15 分です。15 分以上の連続使用はお止めください。また、ご使用後 1 時間は使用にならないで下さい。故障の原因になります。●本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声（雑音）が入ります。その際は、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●潮気・湿気の多い場所や気温が 10℃以下 35℃以上の状態では使用しないで下さい。正常に作動しなくなる恐れがあります。製品の劣化も早めます。●必ず椅子や床などに置かれた状態でご使用下さい。機器の上になったり、傾倒し体重がかかるご使用はお止めください。

お問い合わせ、ご購入は当店へ

アラインコ製品のお買い得・お使い方・その他不明な点は

アラインコフィットネス サービスセンター

0120-30-4515

受付時間 AM10:00～PM10:00（日・祭日を除く）

アラインコホームページ

<http://www.alinco.co.jp/>

アラインコ株式会社 フィットネス事業部

〒541-0043 大阪市中央区東馬場 4-4-4/東馬場ダイビル12F  
TEL (06) 7634-1235 FAX 10616208-3886

※本カタログに掲載されているのは商品イメージであり、色合いが実際と異なる場合があります。また掲載の商品の色合いは印刷の差、実物と多少異なる場合があります。※掲載の商品のデザイン、仕様は一部変更している場合があります。 ※このカタログの価格は消費税を別記したものです。

ENL01NM-Vol.1.9

ALINCO

モミっくすキュッとラボ / MCR4613 (P) カタログ  
(2012年9月)

手もみ感覚が  
疲れた足もしっかり癒す！

合計36枚の  
エアバック内蔵

足全体を  
もみほぐす！



キュッと  
Labo  
MCR4613

ふくらはぎ 足裏  
足首・かかと  
つま先・足の甲

効果・効能

疲労回復

血行促進

足の疲れ・むくみをほぐす

神経痛・筋肉痛の緩和



# 足全体を包み込み、足裏やかかと、ふくらはぎをしっかりとマッサージ!

左右で36枚のエアーバックが足全体をしっかりとみほぐす!

多数のエアーバックが優しく足を包み込み手もみ感覚で疲れた足をもみほぐします。また、足全体をしっかりとカバーすることにより、もみ残す部分をなくします。

## Massage 1 ふくらはぎ



ふくらはぎの両側に、ワイドなエアーバックを内蔵。ふくらはぎ全体を包み込み本当に手でつかんでいるようなマッサージをします。圧迫と開放でしっかりとみほぐします。



▲エアーバックイメージ▲

## Massage 2 足首・かかと



かかとから足首にかけて左右の突起でつまみ上げるマッサージを行います。手でつままれているような感覚が解になりそうです。

## Massage 3 足裏



6つのエアーバックが3つのポイント(突起)を押し上げ足裏をしっかりと刺激します。血行を促進させて疲れを吹き飛ばします。

## Massage 4 つま先・足の甲



左右の大きなエアーバックが足を左右から狭みこんで力強くマッサージします。しっかりとホールド感が無持ちい!!

簡単に操作できるコントロールパネル!

本体に内蔵されたコントロールパネルでコースや強度の調節がワンタッチで簡単。



多彩なマッサージメニューで疲れを癒す!

プログラムで足全体をマッサージする【自動コース】と、部位別にマッサージができる【手動コース】など多彩なマッサージメニューで疲れた足を癒してくれます。

**自動コース**...【しっかり】コースと【やすらぎ】コースの2種類のコースがあります。

- しっかり** しっかりした開放と圧迫を繰り返す。脚・足裏をマッサージ。
- やすらぎ** 脚と足裏をやさしく低圧で包み込むマッサージコースです。

**手動コース**...【足裏】コースと【ふくらはぎ】コースの2種類のコースがあります。

- 足裏** 足裏中心のマッサージを行います。
- ふくらはぎ** ふくらはぎ中心のマッサージを行います。

**振動マッサージ**... 振動マッサージでふくらはぎを優しくほぐします。

## リクライニング機能

自分好みの姿勢でマッサージ!



無段階調節

イスに座って!



床に寝転んで!

床に座って!



だ・か・ら!多彩な使い道ができちゃう!